



COLCHONETA HEALTHCARE ARIES EFFECT 5000



COMPRESOR

Denominación: Aries V Plus

Dimensión: 27x11x9,5cm

Peso: 1,2 Kg

Salida de Aire: 5 Litros/Minuto

Material: ABS

Rango de Presión: 40~100 mmHg

Siclos de tiempo: 10~12 minutos
(alternancia)

Fuente de energía: AC 120v-60Hz

Consumo de energía: 6W.

COLCHONETA

Denominación: Effect 5000

Dimensiones (inflado): 190x88x11cm

Alternancia: A/B

Estructura: 17 x 11 cm celdas tubulares

Material de cubierta: Nylon/PU

Material celdas y base: Nylon/PVC

Baja perdida de aire en el área del torso: SI

Solapas en los extremos: SI

Color: Azul

Máxima capacidad de peso: 140Kg

Norma retardante de fuego: CA117