


ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 CANALES

SE-1200 Express



Electrocardiógrafo de 12 canales diseñado para la adquisición, análisis, interpretación y registro de electrocardiogramas. Cuenta con pantalla a color de 8", teclado alfanumérico y operación de un toque, además de medición e interpretación automática del ECG y almacenamiento de estudios.

Características

- Adquisición simultánea de 12 derivaciones.
- Pantalla LCD a color de 8 pulgadas.
- Teclado alfanumérico.
- Operación de un toque.
- Medición e interpretación automática del ECG.
- Interpretación basada en bases de datos CSE/AHA/MIT.
- Conversor A/D de 24 bits.
- Detección de señales débiles.
- Indicador de calidad de la señal ECG.
- Detección automática de arritmias.
- Congelación y revisión de hasta 120 segundos de ECG en tiempo real.
- Impresora térmica integrada de alta resolución.
- Almacenamiento interno de hasta 800 ECG.
- Conectividad mediante Wi-Fi y Ethernet.
- Detección de marcapasos.
- Protección contra desfibrilación.

Especificaciones

- Tipo: Electrocardiógrafo de 12 canales
- Derivaciones: 12 estándar
- Adquisición: 12 derivaciones simultáneas
- Conversión A/D: 24 bits
- Rango de frecuencia cardíaca: 30-300 LPM
- Precisión de FC: ± 1 LPM
- Respuesta de frecuencia: 0,01-300 Hz
- Impedancia de entrada: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
- Pantalla: LCD a color de 8"
- Resolución de pantalla: 800 x 600 píxeles
- Velocidad del papel: 5; 6,25; 10; 12,5; 25 y 50 mm/s
- Papel: térmico
- Almacenamiento: hasta 800 ECG
- Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz
- Batería: ion-litio recargable
- Peso: aproximadamente 5 kg, sin papel ni batería.