



INCUBADORA DE CONTROLES BIOLÓGICOS



INCUBADORA

La incubadora de controles biológicos Star Clave permite la incubación de controles biológicos compuestos por la spora *G. Stearothermophilus* que se encuentran en el mercado, utilizados para el monitoreo de la esterilización en autoclaves de vacío gravitatorio o asistido a 121°C - 134°C.



TERMÓMETRO

Los termómetros de las incubadoras Star Clave están especialmente diseñados para tomar la temperatura precisa de incubación. Fabricados con alcohol, son libres de mercurio evitando contaminación dentro de la zona de incubación y el consultorio.



ACTIVADOR

El activador está especialmente diseñado para activar los controles evitando derrames y accidentes por manipulación inadecuada de los mismos



DIMENSIONES

LARGO: 8,5 cm
ALTO: 6,5 cm
ANCHO: 7,5 cm
PESO: 400g



Temperatura de trabajo: 57 °C
Rango de grados ± 2
Capacidad: 4 indicadores biológicos
+ 1 termómetro
Tiempo de calentamiento: 7 minutos
Tensión de alimentación corriente alterna:
110- 115 V
Frecuencia de alimentación: 60 Hz

MATERIALES

PIEZA	DESCRIPCIÓN
Cubierta Exterior	Plástico termo formable
Cilindro Incubador	Aluminio tratado para evitar la contaminación
Control Electrónico	Tarjeta Electrónica de conexión a 110V