

INOGEN G4

Sistema INOGEN ONE[®] G4




**Solo
1.5 kg!**

Sistema Inogen One[®] G4 (IS-400):

- Increíblemente compacto y liviano
- Ultra silencioso al operar
- Sistema inteligente de dosificación por pulso
- Diseñado para un uso 24/7

*Incluido con el sistema

**Los accesorios se venden por separado




Inogen One[®]
Cable AC Luz*
Item # BA-401



Inogen One[®] G4
Cable DC para Auto*
Item # BA-306

**Nuevo
Producto!**



Inogen One[®] G4
Batería de Litio Ion*
Más de 3 hrs
Item #BA-400

**Casi la mitad
de tamaño que
Inogen One G3!**



Inogen One[®] G4
Porta cinturón*
Item # CA-401



Inogen One[®] G4
Mochila **
Item # CA-400



Inogen One[®] G4
Batería de larga duración**
Más de 6 hrs de flujo
Item #BA-408

INOGEN ONE^{G4}

Oxígeno... cuando sea, donde sea[®]

Una vez más, la innovación de Inogen establece un nuevo estándar en el suministro de oxígeno.

El Inogen One G4 ofrece la independencia de un concentrador de oxígeno portátil en una de las presentaciones más pequeñas, livianas y silenciosas disponibles para los usuarios de oxígeno en la actualidad. Con el flujo de ajustes de 1-3, el Inogen One G4 está diseñado para aumentar considerablemente la independencia para la mayoría de los usuarios 24/7. Se puede cargar en casa o mientras viaja, con la misma libertad que brinda el Oxígeno.

El Inogen One[®] G4 es su única solución, su única solución, para el oxígeno en el hogar o fuera de ella.

Peso	1.27 kg. (incluye batería de larga duración)
Tamaño	Largo: 15.91cm Ancho: 6.5 cm Altura: 18.28cm (con batería de larga duración)
Flujo	Sistema de dosificación por pulso 3 ajustes de flujo 1, 2, 3
Conexión	Cable de corriente universal AC 100-240V, 50-60Hz (autoregulador de carga de corriente) Cable de corriente DC: para uso móvil o para el auto
Batería	Duración (batería sencilla): Hasta 3 hrs Recarga aproximadamente 3.25 hrs con cable AC o DC Duración (batería doble): Hasta 6 hrs Recarga aproximadamente 6 hrs con cable AC o DC
Nivel de Ruido	40 dBA*
Garantía	3 años de garantía **
Operación	Control de funciones simple, pantalla LCD de fácil lectura
Uso	Diseñado para un uso 24/7

*En configuración 2

**Ver manual de uso y garantía de Inogen One[®] para más detalles sobre la garantía