

CAMA GINECO-OBSTÉTRICA ELÉCTRICA

CÓDIGO. M-059



- Tendido en polipropileno de alta resistencia, traslúcido, anti óxido, lavable y no retiene olores.
- Dividido en tres secciones, accionados por control de mando eléctrico.
- Tercera sección con recorrido lateralizado, para facilitar el parto.
- Cabecero y piecero en plástico inyectado ABS, desmontables para fácil limpieza.
- Guarniciones plásticas en las cuatro esquinas, para protección de la cama.
- Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16.
- Dos barandas laterales en plástico ABS, con descenso neumático, y guardan debajo de la cama.
- Atril porta suero en acero inoxidable, para ser ubicados en cuatro puntos de la cama.
- Dos ganchos soporte para bolsa de drenaje.
- Cuatro motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento.
- Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
- Colchoneta en cordobán lavable y espuma de alta densidad de 8cm.
- Pierneras fundidas en aluminio, graduables y soporte en varilla cromada.
- Muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre, y soporte cromado.
- Perillas para graduar la posición de los accesorios.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, cambio de altura, trendelemburg, trendelemburg invertido.
- Posición automática de reanimación cardiopulmonar CPR.
- UPS en caso de falla eléctrica.
- Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m, Altura min. 0.45 m - máx. 0.65 m.
- Con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial con freno.
- Capacidad de carga: 200kg - 250kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.

COIMPORMÉDICA