

## CARRO PARA MEDICAMENTOS ESPECIAL

CÓDIGO. M-091



- Estructura fabricada en lámina de acero cold rolled C.22.
- Tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20.
- Dos cajones para almacenamiento.
- Manija plástica superior para transporte.
- Capacidad total de 20 compartimientos.
- 20 módulos en polipropileno.
- Cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.
- Dimensiones: Largo 0.67 m, Ancho 0.40 m, Altura 90 m.
- Terminado en pintura electrostática.