

## CUNA EN ACRÍLICO CON TRENDELENBURG CÓDIGO. M-102



- Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- Tina en acrílico transparente de 5mm.
- Acrílico de Largo: 0.70 m - Ancho: 0.40 m.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- Posición trendelenburg por medio de accionamiento mecánico.
- Dos cajones para almacenamiento.
- Bandeja inferior.
- Cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Dimensiones: Largo 0.75 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.80 m.
- Terminado en pintura electrostática.