

## DIVÁN PORTÁTIL FIJO CON ORIFICIO FACIAL

CÓDIGO. M-112



- Estructura fabricada en tubo rectangular de 2\*1" cold rolled.
- Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1" cold rolled C.18.
- Orificio facial.
- Portátil para fácil traslado.
- Manija plástica.
- Tapizado en tablex de alta resistencia.
- Cordobán lavable y espuma de 5cm.
- Opcional diferentes colores.
- Refuerzo en platina cold rolled.
- Ocho tapones plásticos de 1" externos.
- Cuatro ruedas para facilitar el traslado.
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
- Terminado en pintura electrostática.

# COIMPORMÉDICA