

## ESCALERILLA DE DOS PASOS EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-120

Linea **ACERO  
INOXIDABLE**



- Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- Pasos cubiertos en caucho antideslizante y bocel en caucho.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- Cuatro tapones plásticos de 7/8".
- Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.
- Terminado en acero inoxidable cal.304.

# COIMPORMÉDICA