

MESA AUXILIAR EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-136

Línea **ACERO INOXIDABLE**



MAFET®

- Estructura fabricada en tubo redondo de 1" C.18 en acero inoxidable.
- Bandeja inferior en lámina de acero inoxidable ref.304
- Bandeja superior en lámina de acero inoxidable ref.304
- Barandillas protectoras en la parte superior e inferior
- Con cuatro ruedas de 2"
- Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.80 m.
- Terminado en acero inoxidable ref.304

COIMPORMÉDICA