

MESA PUENTE DE LUJO

CÓDIGO. M-172



- Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1" 1/2 cold rolled C.18.
- Tubo rectangular cold rolled C.18.
- Tubo telescópico rectangular en acero inoxidable ref.304.
- Bandeja superior en melamínico de 15 mm, bocelada en caucho para mayor protección.
- Con refuerzos en platina de hierro cold rolled.
- Altura graduable por medio de sistema mecánico.
- Con cuatro ruedas de 2" plásticas.
- Dimensiones: Largo 0.90 m, Ancho 0.40 m.
- Altura min: 0.80 m - máx. 1.00 m.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.