



SENSOR SP02



Podemos ayudarlo a brindar atención de calidad a sus pacientes y, al mismo tiempo, simplificar la prestación de atención médica y reducir los costos, con los sensores de Spo2 reutilizables y desechables duraderos de Philips.

Philips ofrece una amplia variedad de sensores reutilizables y desechables para cada área del hospital: UCI, CCU, NICU, quirófano, sala de emergencias, salas médicas/quirúrgicas y generales. Nuestros sensores robustos y cómodos vienen en tamaños que se adaptan a una amplia gama de pacientes, desde recién nacidos hasta adultos grandes. Están validados con una variedad de monitores de pacientes populares, incluido el nuestro. Y son fáciles de experimentar gracias a nuestros paquetes básicos de sensores, nuestra garantía de calidad y confiabilidad, y nuestra conectividad con la amplia familia de monitores de pacientes de Philips.



Rentable y duradero

Durabilidad excepcional

Durante nuestras rigurosas pruebas de uso, los sensores desechables duraderos de Philips duraron más que los sensores adhesivos típicos. Puede usar un sensor para toda la estadía hospitalaria (promedio) de un paciente para controlar el costo por paciente-día.¹ nuestros sensores de guantes reutilizables de primera línea se pueden desinfectar la posibilidad de contaminación cruzada e infecciones adquiridas en el hospital, lo que los hace ideales para aplicaciones de múltiples pacientes sensibles a los costos.

Asequible

Dado que los sensores desechables y reutilizables de Philips duran tanto tiempo, pueden ayudarlo a reducir el costo de la oximetría de pulso. Se puede aplicar un solo sensor de guante reutilizable a hasta 100 pacientes durante su vida útil promedio esperada de 18 meses. Nuestros modelos desechables se adaptan a una amplia gama de pacientes, desde adultos, niños, bebés y recién nacidos, por lo que hay menos inventario para almacenar..

Nuestros sensores de guantes de diseño de una sola pieza reutilizables son tan duraderos que se pueden sumergir totalmente o limpiar con muchas soluciones desinfectantes populares.



Mejor en clase

El algoritmo Philips FAST-SpO2 es el resultado de 30 años de experiencia en oximetría, amplia investigación y mejora continua. Con FAST-SpO2 puede estar seguro de nuestro compromiso continuo de brindar excelencia clínica. Los sensores Philips SpO2 están diseñados y fabricados específicamente para nuestro algoritmo FAST-SpO2. En combinación, minimizan los efectos del movimiento del paciente, la interferencia electrónica y la baja perfusión.

Máxima comodidad para el paciente

Los sensores reutilizables y desechables de Philips están diseñados pensando en la comodidad del paciente. El diseño único de nuestros sensores de guantes de silicona reutilizables ofrece un ajuste ceñido y seguro para minimizar la irritación de la piel. Además, no hay piezas mecánicas ni bisagras, lo que reduce el riesgo de necrosis.

Los sensores desechables de Philips son igual de cómodos. No solo están bien ventilados, usan un mínimo de adhesivo. Naturalmente, todos los modelos están libres de látex..



M1191B - M1191BL

Se adapta a una amplia gama de dedos de tamaño adulto y se puede conectar directamente a monitores Philips de 8 pines sin un cable de extensión.

Referencias Originales:

Fabricante	# de Parte OEM
AMC	PR-A900-1006V
Envitec	R-2414-30 R-2414-30plus (Autoclavable)
Pacific Medical	NSPH200
Philips	M1191BL, M1191AL
Tenacore	TP1503SP-10

Compatibilidad:

Fabricante	Modelo
Goldway	G40
Philips	C1, C3, FM20, FM30, FM40, FM50, HP Viridia 24C, HeartStart MRx, IntelliV ue MP5, M2705A, M3, M3001A, M3001A A01, M3001A A01C06, M3001A A01C12, M3001A A01C18, M4, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 60, MP 70, MP 80, MP 90, Philips Heartstart defibrillator and IntelliV ue, SureSigns VS2, SureSigns VS3, SureSigns VS4, VM4, VM6, VM8, Viridia 24C
Solaris	NT2A, NT2C

Especificaciones Técnicas:

Categoría	SpO2
Certificaciones	FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant
Color del Cable	Azul
Conector Distal	Philips 8-pin D-Shaped Male Connector
Conector Proximal	Adult Soft
Diametro del Cable	4 mm
Garantía	No, los consumibles no tienen garantía
Latex-free	Si
Longitud Total de Cable	10 ft
Estéril	No
Tamaño del Paciente	Adulto (>40Kg)
Tecnología	Nellcor OxiSmart
Tipo de Embalaje	Bolsa
Unidad de Embalaje	1
Peso	0.3lb
translation missing: es.products.metafields.conector_distal	Philips 8-pin D-Shaped Macho Conector