

SILLA PARA MUESTRAS



COIMPORMEDICA
Comercializadora e Importadora de Equipos Médicos

Fabricado en acero cold rolled.

Asiento y espaldar tapizado en cordobán de fácil limpieza.

Posa brazo acolchado en cordobán, se gradúa la altura por medio de perilla y se puede ubicar en cualquiera de los dos lados de la silla.

4 Tapones antideslizantes

Dimensiones aprox.: Largo 0.50 m - Ancho 0.50 m - Alto 0.50 m.

Capacidad de peso 100kg.

Terminado en pintura electroestática