



CAMA MANUAL ABS FULL CM 049 T



Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.
Cabecero y piecero en plástico ABS desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.
Tendido troquelado, dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 movibles, elaborados en lámina C. 22 con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.
Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.
4 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.
Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.
2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.
Dimensiones internas: Largo 1.93 m – Ancho 0.90 m – Alto 0.55 m.
Capacidad de carga: 180kg – 220kg.
4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.
Terminado en pintura electrostática en polvo.