



NEBULIZADOR GMD NUBE 3000



Modelo Nube 3000

País de Origen Colombia

Peso (kg) 1.7

Color Blanco

Material Pasta

Condición del producto Nuevo

Detalle condición física del producto Producto nuevo

Garantía de producto en meses
36

Qué hay en la caja

Accesorios incluidos:

- 2 mascarillas (adulto y pediátrica)
- manguera
- copa dosificadora
- boquilla
- repuesto de filtros
- estuche de almacenamiento y transporte

Descripción

Nebulizador con compresor adulto / pediátrico
Para uso en tratamiento de asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias, en la que sea indispensable una medicación durante la terapia. Nebulizador con vida útil extendida y flujo continuo, para uso doméstico.

Ciclo de operación: Hasta 30 minutos encendido / 30 min apagado

Especificaciones técnicas:

- Tamaño: 10cm x 14 cm x 17 cm
- Voltaje de operación: 120 V
- Capacidad de medicación: 6 ml
- Tamaño de partícula: 3 micrones
- Alcance de temperatura para almacenaje: -25c - 70c
- Rango de humedad para transporte: 10 a 95% rh
- Alcance de presión para el compresor: 35 psi
- Alcance de presión para el funcionamiento: 7.25 a 10 psi
- Escala de flujo por litro: 5 - 8 l/min.
- Grado de nebulización: 0.2 ml/min
- Nivel de ruido: < 60dba
- Velocidad máxima de flujo (sin carga): 8 l/min.
- Peso: 1.70 kg