

Balanza Pesa Bebé Electrónica Neonatal / Infantil



Descripción del producto:

**Infantómetro opcional*

Referencia: MS2400

**Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso*

Capacidad de 20 Kgs, lectura en kilos o libras, - división 20 grs, función de memoria últimos pesos, función tara acero, HOLD y UNIT, superficie cómoda y fácil de limpiar, panel digital incorporado, funciona con baterías 9v o adaptador de corriente a 110 voltios, infantómetro de medición digital en centímetros y pulgadas (opcional), topes para cabeza y pies, display con números grandes y claros.

REGISTRO SANITARIO INVIMA

Registro sanitario: 2013DM-0010300

Fabricante: Charder Medical

Titular: Coimpormedica Sas

Marca Comercial: Charder Medical

Vigencia: 03/09/2023

Origen: Taiwan

Vida útil: 5 Años

Indicaciones de uso: Ninguna

Clasificación: I

Sistemas calidad: Prueba de estabilidad y aspecto en la línea de producción

Importador: Coimpormedica Sas

Condiciones de almacenamiento: Almacenamiento

Modalidad: Importar y Vender

en lugar seco y lejos de olores fuertes

Unidad de venta: Unidad

Unidad de empaque: Unidad

Accesorios: No aplica

Carrera 13 # 46-52 Bogotá D.C - Colombia

Móvil: 313 247 9162

Email: ventas@coimpormedica.com



coimpormedica.com