



CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA CLASSIC FULL-T M 054



¿ Con qué viene ?

- Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.
- 2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Características

- Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.
- Tendido elaborado en plástico ABS dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 móviles, con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y auto-contorno; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico.

Especificaciones técnicas

- Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
- 4 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.
- Dimensiones internas: Largo 1.95 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.55 m.
- Con 4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.
- Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.
- MARCA: MAFET®

Usos

- Atención médica y hospitalaria
- Comodidad del paciente
- Prevención de úlceras por presión
- Rehabilitación
- Cirugía y recuperación postoperatoria

Tiempo de entrega

1 a 8 días