

CAMILLA HIDRÁULICA CM 068 ECO



¿ Con qué viene ?

- Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.
- 2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.
- Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1 4 con cuerpo en tubo redondo de 5 8 C 18 todo en acero inoxidable.

Características

- Tendido de 2 secciones elaborados en polipropileno inoxidable y traslucido de alta resistencia Con sistema de accionamiento neumático para elevar cabecero
- Posiciones: Horizontal y sentado, con cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso; los movimientos se accionan por medio de pedales con sistema compacto hidráulico
- 2 barandas en ABS con descenso neumático Base plástica en ABS con soporte para bala de oxígeno-

Especificaciones técnicas

- Fabricada en acero cold rolled calibre 18.
- Dimensiones: Largo 1 90 m Ancho 0 70 m Altura min 0 50 m máx 0 75 m TRL 12 °
- 4 ruedas de 6 con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento
- Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal Capacidad de carga 180 kg 220 kg
- Terminado en pintura electrostática en polvo.
- MARCA:MAFET®

Usos

- Transporte de pacientes
- Emergencias médicas
- Procedimientos médicos
- Cuidados intensivos
- Traslado de pacientes con movilidad reducida.