



## CAMILLA MECÁNICA PRO M 065 FULL



### ¿ Con qué viene ?

- Soporte para bala de oxígeno.
- Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

### Características

- Colchoneta en espuma rosada de 8cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.
- Tendido con cabecero de levante de sistema neumático en lámina cold rolled C. 22, con borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.
- Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler y cambio de altura que se acciona por medio de manivela.
- 2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

### Especificaciones técnicas

- Fabricada en acero cold rolled C18.
- Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.80 m.
- 4 ruedas de 6" con sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal para asegurar después del desplazamiento.
- Sistema de quinta rueda direccional por medio de accionamiento de pedal.
- Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.
- MARCA: MAFET®

### Usos

- Transporte de pacientes
- Emergencias médicas
- Procedimientos médicos
- Cuidados intensivos
- Traslado de pacientes con movilidad reducida.