

CAMILLA PARA RESONANCIA MAGNÉTICA CM 074



¿ Con qué viene ?

- Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.
- Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en aluminio.

Características

- Tendido fijo en lámina de aluminio, con bordes en bocel de caucho que amortiguan y protegen la camilla.
- Posiciones: Horizontal.
- 2 barandas ecualizables en tubo redondo de 7/8".

Especificaciones técnicas

- Fabricada en aluminio.
- Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.60 m - Altura 0.80 m.
- 4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.
- Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- Terminado en aluminio. MARCA: MAFET®

Usos

- Transporte de pacientes
- Emergencias médicas
- Procedimientos médicos
- Cuidados intensivos
- Traslado de pacientes con movilidad reducida.