

País de Origen, Colombia 

## CAMA MECÁNICA DE CUATRO PLANOS, BARANDAS, C Y P EN ABS PLÁSTICO

CÓDIGO. M-053



- Atril porta suero cromado.
- Gancho soporte para bolsa de drenaje.
- Tendido en lámina cold rolled C. 22.
- Capacidad de carga: 200kg - 250kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.
- Cabecero y piecero en plástico inyectado ABS, desmontables para fácil limpieza.
- Guarniciones plásticas en las cuatro esquinas, para protección de la cama.
- Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16.
- Barandas laterales en plástico ABS, con descenso neumático, y guardan debajo de la cama.
- Dividido en cuatro secciones, uno fijo y tres movibles, accionados por control de mando eléctrico.
- Dos motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento.
- Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis.
- Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m, Alto 0.50 m.
- Con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial, dos con freno.