



## Cama hospitalaria eléctrica 4 planos CM-052



Combo cama hospitalaria eléctrica de cuatro planos cabecero y piecero en ABS, barandas en aluminio CM-052

Tendido en lámina cold rolled C. 22.

Dividido en cuatro secciones, uno fijo y tres móviles, accionados por control de mando eléctrico.

Cabecero y piecero en plástico inyectado ABS, desmontables para fácil limpieza.

Guarniciones plásticas en las cuatro esquinas, para protección de la cama.

Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16.

Barandas laterales reclinables en aluminio

Atril porta suero cromado.

Gancho soporte para bolsa de drenaje.

Dos motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento.

Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis.

Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m, Alto 0.50 m.

Con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial, dos con freno.

Capacidad de carga: 200kg – 250kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.