



DIVÁN RECLINABLE PARA EXAMEN CM 107



- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled.
- Tendido dividido en 2 secciones, el cabecero se acciona manualmente.
- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- 4 tapones plásticos de 1" 1/4 externos.
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.
- Capacidad de carga: 120kg - 150kg.
- Terminado en pintura electrostática
- Garantía de 6 meses por defectos de fabrica