

ESPIROMETRO DE DIAGNOSTICO "MODELO SPIROBANK SMART "

TURBINA REUTILIZABLE REF: 911105P51



CUIDADO EN CASA PARA MONITORIZACION REMOTA DE PACIENTES Y ATENCIÓN DOMICILIARIA

- 2 PILAS AAA 1,5 V
- TURBINA REUTILIZABLE
- BOQUILLA REUTILIZABLE EN PLASTICO APLICACIÓN PARA SMARTPHONE (IOS Y ANDROID)

ESPIROMETRO DE FACIL MANEJO PARA UNA MONITORIZACIÓN REMOTA EN PACIENTES (HOME CARE). PERMITE REALIZAR UNA PRUEBA EN TIEMPO REAL, DISPONIBLE EN SMARTPHONE A TRAVES DE BLUETOOTH SMART 4.0, NO POSEE MEMORIA DE ALMACENAMIENTO, YA QUE AL FINALIZAR LA PRUEBA LOS RESULTADOS SE PUEDEN COMPARTIR EN PDF (WHATSAPP, CORREO ELECTRONICO, ETC), NO POSEE PANTALLA, ADECUADO PARA TODAS LAS EDADES. Y COMPATIBLE CON APLICACIÓN ISPIROMETRY - MIR SPIROBANK, ESPECIFICACIONES TECNICAS

-DIMENSIONES: (ANCHO 49 mm, LONGITUD 109 mm, GROSOR 21 mm)

-PESO: 60,7 g (PILAS INCLUIDAS)

-COMPATIBLE CON TURBINA REUSABLE Y TURBINA DESECHABLE

-ALIMENTACIÓN ELECTRICA: 2 PILAS AAA 1,5 V

-CONSUMO: 12 Ma

-BOQUILLAS: 30 mm

-TURBINA DIGITAL BIDIRECCIONAL

-RANGO DE FLUJO: +/- 16 L/S

-PRECISIÓN DE VOLUMEN: +/- 2,5%

-PRECISIÓN DE FLUJO: +/- 5,0%

-PRUEBA DISPONIBLE: FVC

-PARAMETROS MEDIDOS: PEF, FVC, FEV1, FEC1/FVC, FEF2575, FEV6, VEXT, DTPEF, FEF75, FET, FEF25, FEF50, FIVC, FIV1, PIF, FEV3, FEV05, FEV075 Y FEV2.