

GLUCÓMETRO



Aprobaciones: FDA (K090609); CE 0123 (Conformidad Europea)

2. Tira con enzima Glucosa Oxidasa (GO) que no se ve afectada por la interferencia de otros azúcares como maltosa, galactosa, Xilosa
3. Cumple con el estándar que regula los glucómetros y tiras de glucometría: ISO 15197
4. No requiere codificación / calibración (no necesita insertar tira, chip o código de calibración)
5. Resultados exactos en tan solo 5 segundos
6. Tamaño de muestra mínimo (5 μ l)
7. Muestras de lugares alternos (AST) como: palma, antebrazo, brazo, pantorrilla y muslo
8. Promedios de resultados de los últimos: 7 , 14 , 21 y 28 días
9. Memoria de 1000 resultados con fecha y hora
10. Indicador de riesgo para resultados inferiores a 70 mg/dl o superiores a 180 mg/dl