

CAMILLA DE TRANSPORTE FIJA

CÓDIGO. M-062



- Tendido en lámina cold rolled C. 22.
- Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled.
- Superficie en bocel de caucho amortiguable, para protección de la camilla.
- Barandas laterales abatibles en tubo redondo de 7/8" C.18.
- Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 5cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza.
- Con tres correas ajustables de seguridad.
- Atril porta suero cromado.
- Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura del tendido 0.80 m.
- Con cuatro ruedas de 5" plástica antibacterial, dos con freno.
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.