

# CAMILLA MECÁNICA PRO

Código **M-065**



- ✿ Fabricada en acero cold rolled C18.
- ✿ Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.
- ✿ Tendido con cabecero de levante de sistema mecánico en lámina cold rolled C. 22, con 4 ejes antichoques en cada esquina que amortiguan y protegen la camilla.
- ✿ Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler y cambio de altura que se acciona por medio de manivela.
- ✿ 2 barandas plegables en aluminio.
- ✿ Soporte para bala de oxígeno.
- ✿ Bandeja inferior en lámina cold rolled C. 22.
- ✿ Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.
- ✿ Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.80 m.
- ✿ 4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.
- ✿ Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- ✿ Terminado en pintura electrostática en polvo.