

CAMILLA PARA AMBULANCIA

CÓDIGO. M-073



- Estructura tubular en aluminio.
- Tendido en platina de aluminio.
- Dos niveles.
- Todas las uniones fundidas en aluminio.
- Espaldar reclinable por medio de sistema mecánico.
- Barandas escualizables en aluminio.
- Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 10 cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza.
- Correas ajustables de seguridad.
- Anclaje para sujetar la camilla con la plataforma.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler.
- Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura variable por carrocería.
- Cuatro ruedas de 5" plástica antibacterial, dos con freno.
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg.