


CAMILLA PARA RESCATE, PLEGABLE EN LONA, DE DOS PLANOS

CÓDIGO. M-075



- Estructura tubular en tubo redondo de 1" 1/4 C.18 cold rolled.
- Con sistema de doblamiento en la mitad, para ahorrar espacio y mayor comodidad en el transporte.
- Tendido en lona de alta densidad.
- Cuatro soportes en platina de acero cold rolled para mayor resistencia.
- Bisagras en platina, que permiten el recogimiento y fácil transporte de la camilla.
- Con correas ajustables de seguridad.
- Con cuatro tapones plásticos externos de 1" ¼.
- Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.12 m.
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
- Terminado en pintura electrostática.

COIMPORMÉDICA