

CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CADÁVER

CÓDIGO. M-076

línea **ACERO
INOXIDABLE**



- Estructura tubular en acero inoxidable ref.304 C.18.
- Lámina en acero inoxidable ref.304 C.18.
- Manijas laterales para fácil traslado de la camilla.
- Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Alto 0.70 m.
- Con cuatro ruedas de 5" para trabajo pesado.
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg
- Terminado en acero inoxidable ref. 304.

COIMPORMÉDICA