

MESA DE BIPEDESTACIÓN ELÉCTRICA

CÓDIGO. M-138



- Estructura fabricada en tubería acero cold rolled.
- Cambio de posición horizontal a vertical y viceversa.
- Un motor de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento.
- Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
- Control de mando eléctrico.
- Tendido fabricado en madera MDF, moldeado y con ranuras para fácil adaptación del paciente.
- Colchoneta amortiguable para dorso y cabeza en cordobán lavable y espuma de alta densidad de 3cm.
- Con correas ajustables de seguridad.
- Soporte para los pies en alfajor.
- Con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Dimensiones: Largo 1.96 m, Ancho 0.60m, Altura 0.80 m.
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
- Terminado en pintura electrostática.