

MESA DE MAYO CROMADA

CÓDIGO. M-140



- Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18 cold rolled.
- Tubo telescópico cuadrado de 3/4" C.18 cold rolled.
- Bandeja superior en lámina de acero inoxidable ref.304.
- Perilla de 3/8 para graduación de altura.
- Con cuatro ruedas de 2".
- Dimensiones: Largo 0.44 m, Ancho 0.29 m.
- Altura: min 0.90 m - máx. 1.30 m.
- Terminado en cromo.