

MESA DE CIRUJÍA MENOR MECÁNICA

CÓDIGO. M-163



- Estructura fabricada en tubería redonda de 1 1/4" C.18 en cold rolled.
- Con refuerzo en tubo redondo de 1" C.18 en cold rolled.
- Tendido en lámina de acero inoxidable C.20 ref. 304.
- Tendido protegido en lámina de polipropileno de alta resistencia, traslucido, lavable, antióxido.
- Capacidad para toma de rayos x.
- Dividido en tres secciones accionados por sistema mecánico.
- Cabecero de levante por medio de sistema mecánico.
- Trendelemburg e inverso por medio de sistema mecánico.
- Cambio de altura por medio de sistema mecánico.
- Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 5 cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza.
- Con pantalla cromada y graduable para narcosis.
- Con hombreras fundidas en aluminio, soportes cromados y graduables.
- Con muñequeras fundidas en aluminio, soportes cromados y graduables.
- Con pierneras fundidas en aluminio, soportes cromados y graduables.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, cambio de altura, trendelemburg e inverso.
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m.
- Altura: mín. 0.65 m - máx. 0.85 m.
- Con cuatro niveladores plásticos antideslizantes de 3/8".
- Capacidad de carga: 200kg - 250kg.
- Terminado en acero inoxidable ref.304 en cromo y pintura electrostática en polvo.