

VITRINA PARA INSTRUMENTA DE DOS CUERPOS

CÓDIGO. M-190



- Estructura fabricada en lámina de acero cold rolled C.20.
- Dos puertas en vidrio transparente de 3mm.
- Chapa con llave para mayor seguridad.
- Dos entrepaños en vidrio transparente de 3 mm.
- Tres espacios para almacenamiento de insumos.
- Con gaveta para almacenamiento.
- Dos alacenas con sierra de rodillo.
- Con manijas estampadas en acero inoxidable.
- Con cuatro niveladores antideslizantes de 3/8".
- Dimensiones: Largo 0.76 m, Ancho 0.35 m, Altura 1.50 m.
- Terminado en pintura electrostática.

COIMPORMÉDICA