



MESA RIÑONERA



-Fabricada en tubo redondo de 1" de acero inoxidable ref 304, con refuerzos en la parte inferior para mayor estabilidad.

-Tapa superior en forma de media luna de lámina de acero inoxidable C.20 ref.304, con bordes curvados para protección del usuario.

-5 ruedas de 2" con freno para asegurar después del desplazamiento.

-Dimensiones: Largo 1.20m, Ancho 0.45m, Altura 1.00m.

-Terminado en acero inoxidable ref.304.