



## Tensiómetro automático B.Well MED-55



**Precisión experta con el modo 3check**El tensiómetro MED-55 proporciona una precisión de medición avanzada gracias a la tecnología 3check. En el modo 3check, el dispositivo realiza automáticamente tres mediciones consecutivas y analiza los resultados mediante un algoritmo específico. Dado que la tensión arterial fluctúa constantemente, un resultado determinado de este modo es más fiable que uno obtenido por una única medición. Puede elegir entre el modo 3check con triple medición y el modo de medición simple.

**Alimentación por micro-USB**La posibilidad de funcionar con un adaptador y un cable micro-USB hace que este tensiómetro no solo sea práctico, sino también económico. Puede utilizar cualquier adaptador de micro-USB certificado con un voltaje de salida de 6 V CC y 600 mA. El tensiómetro también puede funcionar con cuatro pilas de tipo AAA.

**Retroiluminación de pantalla tipo semáforo**La retroiluminación de color en la pantalla (verde, amarillo o rojo) indica el valor de tensión arterial. Gracias a ella, podrá interpretar inmediatamente si el valor de tensión arterial medido es normal, bajo o alto.

**Indicador de comprobación del manguito**El dispositivo muestra si el manguito se ha colocado correctamente. La colocación correcta del manguito y la técnica de medición de la tensión influyen en la precisión de la medición. El símbolo especial que aparece en la pantalla del tensiómetro MED-55 indica si el manguito se ha colocado correctamente. Si el manguito está demasiado apretado o demasiado flojo, el tensiómetro mostrará un símbolo de error.

**Escala de valoración de la tensión arterial**La escala evalúa el valor de tensión arterial medido según la clasificación de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH).

**Detección de arritmias del pulso**Sirve para identificar irregularidades del pulso en una fase temprana.

**Tecnología Intellect Active**Proporciona una medición rápida y delicada. El tensiómetro realiza una medición durante el inflado del aire y se adapta a cada usuario al determinar el nivel individual de bombeo del manguito. El algoritmo de Intellect Active permite medir no solo con precisión y rapidez, sino también con la mayor comodidad posible.

**Manguito en forma de abanico**Garantiza mediciones cómodas y precisas. El manguito anatómico B.Well tiene un ajuste óptimo que permite distribuir la presión del aire de manera uniforme y garantiza una medición indolora y precisa.

**Manguito universal de tamaño M-L**Manguito universal de tamaño M-L para un perímetro de brazo de 22-42 cm, adecuado para todos los miembros de la familia.

**Memoria para 2 usuarios**Control avanzado de la tensión arterial: memoria de 60 valores para cada uno de los 2 usuarios con fecha y hora.

**Funda extraíble del manguito**El manguito puede limpiarse de forma fácil y sencilla gracias a la funda extraíble, que es lavable.

**Adaptador de red**El adaptador de red con cable micro-USB aporta practicidad y eficiencia energética al tensiómetro.

**Bolsa de almacenamiento**

**Indicador de la vida de las pilas**

**Apagado automático**