

NEBULIZADOR LT-N700

Nebulizador de compresión medica



- Uso para toda la familia
- 72 horas de uso continuo
- 30 PSI, mayor duración de terapia





El nebulizador de compresión médica Lenz está diseñado para el uso de toda la familia, en el hogar. Gracias a su motor de alta calidad y a su tecnología alemana, brinda un excelente desempeño sin recalentamiento durante el periodo de uso necesario.



Uso para
toda la familia



Tecnología
Alemana



Incluye kit
de nebulización



Con bolsa
protectora



Uso
adulto /
pediátrico



Partículas
Tamaño
1 μm ~5 μm (\geq 60 %)



Hasta 72 h
de operación continua 

Partículas atomizadas
para mayor absorción 



Kit de nebulización

-  Mascarilla en silicona
-  Tubo de aire en silicona
-  Copa dosificadora

Especificaciones Técnicas

Referencia	LT-N700
Fuente de alimentación	110V / 60HZ
Tamaño de partículas	1 μm ~5 μm (\geq 60 %)
Consumo de energía	\leq 62W
Tasa de nebulización	\geq 0,2 ml/min
Capacidad taza de medicación	8 ml
Presión atmosférica	50 kPa ~ 106 kPa
Dimensión	155 * 155 * 95mm
Peso neto	1,26 kg

¿ Qué incluye ?

- Mascarilla en silicona 1
- Tapa de vaso de líquido 2
- Taza de líquido 3
- Cuerpo de nebulización 4
- Tubo de conexión 5
- Manual de usuario y bolsa protectora 6



Almacenamiento y transporte

Temperatura	5 ~ 40°C
Humedad	≤ 83% RH

Partes del dispositivo

- 1 Mascarilla
- 2 Tubo de aire en silicona
- 3 Copa de medicación
- 4 Botón de encendido y apagado
- 5 Aberturas de ventilación
- 6 Soporte para copa o cámara



Mantenimiento

- 1 El filtro de aire debe ser reemplazado cuando se torne de color gris.
- 2 El resto del dispositivo debe ser inspeccionado solo por personal técnico autorizado.
- 3 Limpiar y hacer funcionar con agua caliente el nebulizador durante unos minutos para evitar obstrucciones y eliminar restos del medicamento usado.
- 4 Todas las piezas a excepción de los filtros, pueden esterilizarse con agua caliente.