



CAMA CUNA CLASSIC

CM - 030



Fabricada en tubo redondo de 1" 1/4 C.18 en acero cold rolled.

Cabecero y piecero en barrotes de tubo redondo 5/8" C.18 con marco en tubo redondo 1" 1/4 C.18, todo en acero cold rolled.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina cold rolled C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16 en cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.

4 ruedas de 3" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática.