



ESCALERA Y RAMPA

PARA REHABILITACIÓN



Descripción:

Especialmente diseñado para ejercicio y examen dinámico en pacientes de fisioterapia y rehabilitación. Posibilidad de ubicación de la rampa en línea o formando ángulo recto con los escalones. Dispone de un espacio bajo la plataforma de descanso para alojar complementos. Las barandillas regulables en altura para adaptarse mejor a cada paciente. Los escalones de 24cm de ancho y 15 cm de alto facilitan el ejercicio.

Especificaciones:

- Medidas:
- Montada en línea 324 x 67 cm. Peso: 114 Kg
- Rampa 184 x 67 cm.
- Escalera 140 x 67 cm.