



CAMILLA GINECOLÓGICA TUBULAR

CM - 146

La Camilla Ginecológica Tubular CM-146 está diseñada para brindar comodidad, estabilidad y funcionalidad durante procedimientos ginecológicos. Su estructura metálica resistente y su sistema de ajuste mecánico permiten posicionar fácilmente al paciente, facilitando el trabajo del profesional de la salud.

Su tapizado lavable y su espuma de alta densidad ofrecen confort y facilidad de limpieza, ideal para consultorios, clínicas y centros médicos.



Estructura

- ✓ Fabricada en tubo redondo de acero de 1 1/4" calibre 18 (Cold Rolled)
- ✓ Estructura metálica de alta resistencia
- ✓ Acabado en pintura electrostática

Superficie y tapizado

- ✓ Tapizado en cordobán lavable
- ✓ Espuma de 5 cm de espesor
- ✓ Refuerzo interno en tablex de alta resistencia

Sistema de ajuste

- ✓ Camilla dividida en 3 secciones
- ✓ Cabecero y piecero con ajuste mecánico

Accesorios

- ✓ Taconeras fundidas en aluminio
- ✓ Sistema de ajuste con perilla de seguridad
- ✓ 4 tapones plásticos de 1 1/4"

Dimensiones

