



CAMILLA OBSTÉTRICA

CM 158



Camilla hospitalaria de alta resistencia fabricada en acero cold rolled y superficies en acero inoxidable. Su diseño ergonómico permite ajustes mecánicos de altura y posiciones Trendelenburg / Trendelenburg Inverso para facilitar procedimientos médicos. Equipada con colchoneta de alta densidad lavable, perneras de aluminio ajustables y muñequeras de seguridad, garantiza estabilidad y confort con una capacidad de carga de hasta 180 kg.

Especificaciones técnicas

- Referencia: Cm – 158
- Marca: MAFET®
- Materiales: Lámina C.22 y tubo redondo de 1 1/4" C.18 en acero cold rolled
- Superficie: 2 secciones de lámina de acero inoxidable C.20 Ref. 304 (sección inferior de recorrido lineal alternativo)
- Colchoneta: Cordobán lavable y espuma de alta densidad de 5 cm
- Movimientos: Trendelenburg, Trendelenburg inverso y cambio de altura mediante sistema mecánico
- Accesorios: Perneras de aluminio, muñequeras con mango de caucho y soportes cromados con perilla de seguridad
- Niveladores: 4 niveladores graduables
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura min. 0.55 m – máx. 0.75 m
- Capacidad de carga: 150 kg – 180 kg
- Acabado: Pintura electrostática