



CAMILLA GINECOLÓGICA AMERICANA

TOP CM 152



Características

- Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20.
- Tendido de 3 planos con cabecero de accionamiento neumático y piecero de cajón que se desliza para completar el tendido.
- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm.
- 6 cajones, 3 frontales y tres laterales para almacenamiento.
- Cajón escalerilla en la parte inferior frontal, con paso en alfajor antideslizante de aluminio.
- Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. Pierne ras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para Un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.
- Porta rollo en la parte superior.
- 6 niveladores antideslizantes de 3/8".
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.
- Terminado en pintura electrostática.
- Peso soportado: 100 kg - 130 kg