



DETECTOR DE LATIDO DE CORAZÓN FETAL DOPPLER

FM - 200 BIOCARE



Pantalla LCD con luz de fondo.
Apagado automático para ahorrar energía
Diseño de hebilla para transporte fácil

Sonda a prueba de agua intercambiable
Diferentes modos en el tiempo real,
promedio y manual

Diseño compacto y portátil
Algoritmo único para detección precisa de
FHR

Límites ajustables de alarma de FHR y son
almacenables
Diseño de bajo consumo de batería

Especificaciones Técnicas:



- Rango de medición de FHR: 50 bpm - 240 bpm
- Indicación de las sondas que guía a la ubicación correcta.
- Fisiológicos y alarma de sistema.
- Portabilidad de impulsar de abrazadera de correa.
- Tres modos de trabajo satisfacen diferentes requerimientos.
- Automáticamente apagar mientras que el fracaso de la señal o la sonda después de 2 minutos.
- Portátil y conveniente para el embarazo.
- Compatible con pilas AA recargable de Litio-ion o Alcalinas.
- Conector de salida de audio para auriculares.



FM-200

Características especiales

Aplicaciones: fetal

Ergonomía: de bolsillo

Opciones y accesorios: con cardiófrecuencímetro

Detalles del producto.



Interruptor de volumen



Botón de operación

Auriculares (opcionales).



Sonda a prueba de agua



Diseño de hebilla



Requisitos de energía