

Silla de ruedas Bariátrica JL951 B

La silla de ruedas **bariátrica JL951 B** está diseñada para proporcionar un desplazamiento seguro y confortable a personas con movilidad reducida que requieren una estructura reforzada y un asiento de mayor amplitud. Su fabricación en acero de alta resistencia garantiza estabilidad durante el uso diario, mientras que su sistema plegable facilita el transporte y almacenamiento.

Características

- Estructura reforzada en acero de alta resistencia.
- Doble cruceta para mayor estabilidad estructural.
- Diseño plegable para facilitar el almacenamiento.
- Asiento extra ancho de 55 cm.
- Tapicería acolchada de doble capa en lona.
- Apoyabrazos acolchados y abatibles.
- Reposapiés desmontables.
- Plataformas para pies abatibles fabricadas en ABS.
- Sistema antivuelco para mayor seguridad.
- Frenos manuales independientes en ambas ruedas traseras.
- Empuñaduras ergonómicas para el cuidador.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

Ideal para:

Hospitales - Clínicas - Centro de rehabilitación
Hogares geriátricos - Atención domiciliaria



Dimensiones

- **Largo total:** 115 cm
- **Ancho total:** 71 cm
- **Altura total:** 94 cm
- **Ancho del asiento:** 55 cm
- **Profundidad del asiento:** 46 cm
- **Altura del asiento al piso:** 52 cm
- **Altura del espaldar:** 40 cm
- **Ancho plegada:** 32 cm
- **Diámetro de las ruedas traseras:** 24" (61 cm)
- **Diámetro de las ruedas delanteras:** 8" (20 cm)

