

## CARRO PARA MONITOR

CÓDIGO. M-094



- Estructura fabricada en platina de acero cold rolled
- Estructura fabricada en tubo redondo de 1 1/2" cold rolled C.16.
- Canastilla para almacenamiento.
- Base fundida en aluminio de cinco patas.
- Cinco ruedas de 2" en caucho antibacterial, 2 con freno.
- Dimensiones: Largo 0.45 m, Ancho 0.32 m, Alto 1.10 m.
- Terminado en pintura electrostática.