

## SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-187 INOX



- Estructura elaborada en tubo cuadrado acero inoxidable Ref.304
- Tapa superior en lámina acero inoxidable Ref.304
- Silla plástica Rimax.
- Posa brazos acolchados fijos forrados en cordobán.
- Cubierta en cordobán lavable de fácil limpieza.
- Aloja dos gavetas de fácil deslizamiento.
- Dimensiones: Largo 95 cm - Ancho 40cm - Alto 83 cm.
- Terminado en acero inoxidable Ref.304