

SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS

CÓDIGO. M-187



- Estructura elaborada en tubo cuadrado cold rolled.
- Tapa superior en lámina acero inoxidable Ref.304
- Silla plástica Rimax.
- Posa brazos acolchados fija forradas en cordobán.
- Cubierta en cordobán lavable de fácil limpieza.
- Aloja dos gavetas de fácil deslizamiento.
- Dimensiones: Largo 95 cm - Ancho 40cm - Alto 83 cm.
- Terminado en pintura electroestática.