



NEBULIZADOR MÉDICO

NB 206



- Terapias domiciliarias
- Uso en el hogar
- Instituciones y hospitales

**Garantía
3 AÑOS**



El nebulizador todo en 1 LENZ, está diseñado para administrar de manera eficiente la solución prescrita para tratar trastornos respiratorios.

Apto para uso en:

Terapias domiciliarias ☒

Uso en el hogar ☒

Instituciones y hospitales ☒

44 - 51



1000h



Psi

Tecnología

Trabajo

Incluye kit

Con estuche

Para

Partículas

de presión

anticalentamiento

continuo

de nebulización

tipo maletín

toda la familia

<0.5 - 5um (80%)

Tecnología
alemana



El nebulizador médico TODO EN 1, llegó para revolucionar el mercado con un diseño y fabricación innovadores, logrando mayor rendimiento y multifuncionalidad (uso continuo en hospitales, instituciones y en el hogar)



Mascarilla adulto y pediátrica en silicona



Tubo de aire en silicona



Copa dosificadora

Especificaciones Técnicas

Referencia	NB - 206B
Fuente de alimentación	AC 11 0V/60HZ
Consumo de energía	≤ 70W
Dimensiones	1 80*2 05*1 00 mm
Rango de presión	44-51 psi; 0.30- 0.35 Mpa
Flujo de operación	1 2- 1 6 LPM
Peso neto	1.45 Kg
Tasa de nebulización	0.25- 0.30ml /min
Tamaño de partículas	< 0.5-5 um (80%)
Nivel de ruido	< 53 dB(A)
Medicación	2-10 ml
Rango de temperatura de operación	10°C a 40°C(50°F a 104°F)


¿Qué incluye ?

- Dispositivo 1
- 5 filtros 2
- 1 boquilla 3
- 1 copa dosificadora 4
- Mascarilla adulto y mascarilla pediátrica 5
- Manual de usuario y empaque en portátil 6

Rango de humedad de operación	10% ~95% RH
Temperatura de almacenamiento	-20°C-70°C (-4°F A 158°F)

Partes del dispositivo

- 1 Mascarilla
- 2 Tubo de aire en silicona
- 3 Copa de medicación
- 4 Manillar de transporte
- 5 Botón de encendido y apagado
- 6 Aberturas de ventilación
- 7 Conector de salida de aire
- 8 Filtro y tapa de filtro
- 9 Soporte para copa o cámara



Mantenimiento

- 1 El filtro de aire debe ser reemplazado cuando se torne de color gris.
- 2 El resto del dispositivo debe ser inspeccionado solo por personal autorizado