



## Porta aguja Mayo Bismark 14 cm



El porta aguja Mayo Bismark de 14 cm es un instrumento quirúrgico diseñado para la sujeción, manipulación y control de agujas durante procedimientos de sutura. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, ofrece precisión, resistencia y durabilidad en entornos clínicos.

### Características destacadas

 Alta resistencia al desgaste	 Excelente agarre de la aguja	 Larga vida útil	 Precisión en procedimientos de sutura	 Diseño ergonómico para mejor control
----------------------------------	----------------------------------	---------------------	---	--

### Especificaciones técnicas

<b>Tipo</b>	Porta aguja quirúrgico
<b>Modelo</b>	Mayo Bismark
<b>Longitud</b>	14 cm
<b>Material</b>	Acero inoxidable
<b>Punta</b>	Con insertos de carburo de tungsteno
<b>Esterilización</b>	Compatible con óxido de etileno y autoclave
<b>Sistema de cierre</b>	Cremallera (bloqueo seguro)

### Aplicaciones

Procedimientos quirúrgicos  
 Suturas clínicas  
 Uso hospitalario y veterinario  
 Formación académica en salud