



TALLÍMETRO ANÁLOGO PARED

ADULTO / PEDIATRICO - HM200PW



El tallímetro HM200PW es un dispositivo análogo de fijación a pared, quien cuenta con un rango de medición de 14 a 210 cms y una división de escala de 1 mm Su lectura se puede hacer en centímetros y pulgadas. Fácil de instalar, con peso de 30 Kgs, Las medidas del dispositivo son 35 x 40 x 2430 mm,

Especificaciones de Medición

- Rango de medición: Desde un mínimo de 14 cm hasta un máximo de 205 cm (80,71 in), con capacidad de lectura extendida hasta 210 cm según configuración.
- División de escala: 1 mm (1/16 pulg) para una lectura detallada.
- Unidades de medida: Lectura dual disponible en centímetros y pulgadas.

Datos Técnicos y de Fabricación

- Fabricante: Charder Medical.
- Origen: Taiwán.
- Tecnología: Mecánica / Análoga.
- Sistemas de calidad: Sometido a pruebas de estabilidad y aspecto en línea de producción.
- Clasificación de riesgo: Clase I.